




PREVENTION

Campagne de dépistage  
Prévenir les accidents vasculaires cérébraux (AVC).



L'AVC tue

Faites-vous  
dépister en 60s

## Un Dispositif Révolutionnaire pour une Santé Cardiaque Optimale



Faites-vous  
dépister en 60s

"Votre vie en  
sécurité à portée  
de main"

# Chaque minute compte dans la prévention des AVC

Depuis sa création **MYDIAGNOSTICK** s'est consacré au développement d'outils permettant de faciliter le dépistage de la **Fibrillation Auriculaire (FA)**, principal risque de survenue des **accidents vasculaires cérébraux (AVC)** ischémiques.

Fort de son expérience dans ce domaine, **MYDIAGNOSTICK** n'a cessé d'évoluer pour répondre de manière optimale aux besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, **MYDIAGNOSTICK** est fier d'annoncer le lancement de son nouvel outil désormais disponible au grand public sous la forme d'une borne tactile qui permettra d'être accessible de façon autonome au plus grand nombre.

En effet, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'un diagnostic de la FA de manière simple et rapide, accélérant ainsi la prise en charge par un médecin. Cette innovation marque une étape importante dans notre mission de prévention des **AVC**



## 140 000

**personnes** sont touchées chaque année en France. Pourtant, un dépistage précoce peut faire toute la différence.

Nous vous présentons un pupitre équipé d'une technologie de pointe permettant de **détecter les signes de risque d'AVC** en seulement une minute.





# Notre solution



**Borne interactive tactile** sur pied intégrant un écran 21.5" pouce positionné en orientation portrait. Résolution 1920 x 1080 pixel - Luminosité 350 cd/m2



**Support PLV** en partie haute de la borne (hauteur 30cm) et **tablette** de 30cm de profondeur permettant de poser les avant bras



**Adaptateur secteur** 12VCC/240VAC  
Borne alimentée en **230 VAC**



**Player professionnel Fanless**, puissant fonctionnant sous Windows 10 IOT



**Processeur Intel N100 quad Core, 8Go DDR4, SSD 7Go**, 1 HDMI, 1 Display port, 2 Ethernet, 4 USB3



**Connexion Ethernet en standard et connexion wifi**



MyDiagnostick est doté de **poignées métalliques aux deux extrémités servant d'électrodes** pour l'enregistrement ECG.



MyDiagnostick est doté d'**un connecteur USB** (type Mini B) à une extrémité pour connecter l'appareil à un ordinateur


**GARANTIE**  
**2 ans**

**Garantie retour atelier**  
S'applique uniquement aux pannes résultant de défaut de fabrication et/ou de matériaux




L'appareil est conforme à la réglementation de l'Union européenne relative aux dispositifs médicaux (NB 0344)





**Votre vie  
en sécurité à  
portée de main**



AVC PREVENTION - FRANCE  
80 Rue Villon 69008 Lyon

AVC PREVENTION LTD  
Rue du Puits Saint Pierre 1211 Geneve

AVC PREVENTION LTD  
Monomark House, 27 Old Gloucester Street,  
Londres, Angleterre, WC1N 3AX

[contact@avcprevention.com](mailto:contact@avcprevention.com)

+33 7 82 78 10 24  
+33 75 682 24 08